

Nombre Comercial Venda de Yeso



www.begut.co

VENTAJA COMPETITIVA:

- Permeable al agua, menos yeso suelto. El tiempo de fraguado rápido 2 a 5 minutos.
- Brinda más estabilidad y comodidad a los pacientes.

INDICACIONES DE USO:

- Para inmovilizar huesos en caso de fractura, en ortopedia corporal, fijación, etc.
- Usar solo una vez.
- Empleado en la práctica clínica ortopédica y en primeros auxilios.

ADVERTENCIAS:

- La Venda de Yeso debe almacenarse en un lugar limpio y seco.
- Si la bolsa individual está abierta o el producto a expirado no la use.

DISPOSICIÓN FINAL:

- No Reutilizar

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Conservar en lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN:

- ROLLO 2"x5, 3"x5, 4"x5, 5"x5, 6"x5, 8"x5 / Caja x 12 unidades
- TIPO: No Invasivo
- COLOR: Blanco

COMPOSICIÓN:

Gasa de algodón

Polvo de yeso.

Goma sintética

Manufacturado bajo normas MDD 93/42/EC, EN1441, EN980, EN1041

Vida útil: 3 años.

REGISTRO SANITARIO:
INVIMA 2018DM-0018801

RIESGO: I

SevenPharma S.A.S
IMPORTACIONES

  [begut_sevenpharma](https://www.instagram.com/begut_sevenpharma)

Somos calidad en dispositivos médicos y reactivos de
diagnóstico para diversas líneas de producto