

# Nombre Comercial Esparadrado Tela



[www.begut.co](http://www.begut.co)

## VENTAJA COMPETITIVA:

- Adhesivo blanco, fuerte adhesividad, fácil de cortar, transpiración de la piel, resistencia al agua, sin residuos de adhesivo.

## COMPONENTES:

- Soporte: Tela viscosa hidrófuga 100%
- Adhesivo: Caucho natural, óxido de zinc Color blanco.

## INDICACIONES DE USO:

- Ideal para uso en hospitales y clínicas
- Empleado para fijar o sujetar vendaje y gasas sobre la piel.
- Lavar y desinfectar la herida.
- Secar bien la zona.
- Aplicar el esparadrado presionando suavemente.
- Se recomienda cambiar el esparadrado al menos una vez al día.

## ADVERTENCIAS:

- Requiere aplicación sobre la piel limpia y completamente seca para lograr buena adherencia.
- Manténgase las siguientes condiciones de almacenamiento:
- Temperatura: 20-25C
- Humedad relativa permanente: Máximo 70%

## PRESENTACIÓN:

- ½" x 1Y - Caja x 24 unidades
- ½" x 5Y - Caja x 12 unidades
- 1" x 1Y - Caja x 12 unidades
- 1" x 5Y - Caja x 12 unidades
- 2" x 5Y - Caja x 6 unidades
- 3" x 5Y - Caja x 6 unidades
- 4" x 5Y - Caja x 6 unidades



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Esparadrado de tela, con óxido de zinc y adhesivo de caucho natural.

Manufacturado bajo ISO 9001, ISO 13485 y FDA.

Vida útil: 5 años

## REGISTRO SANITARIO:

INVIMA 2019DM-0020525

RIESGO: II

**SevenPharma** S.A.S.  
IMPORTACIONES

  [begut\\_sevenpharma](https://www.instagram.com/begut_sevenpharma)