

Nombre Comercial

Tensiómetro Manual con Estetoscopio



www.begut.co

VENTAJA COMPETITIVA:

- El producto cumple con EN 1060 esfigmomanómetros no invasivos.

INDICACIONES DE USO:

- Instrumento de diagnóstico que se utiliza para medir la presión arterial (Diastólica y Sistólica). Está compuesto por un brazalete, una bomba, un estetoscopio y un medidor.

CONTRAINDICACIONES:

- Descanse al menos 10 a 20 minutos antes de tomar la presión arterial. No beba alcohol, café o té. Deje de fumar y relájese.
- La palma del brazo medidor debe estar naturalmente relajada y no se puede apretar en puño.
- Al medir, el brazalete debe estar colocado a una cierta altura. El borde inferior del brazalete debe mantenerse a 2 ~ 3 cm del codo, y debe estar ajustado como para insertar un dedo. No debe estar demasiado flojo ni demasiado apretado. No toque el brazalete, mientras toma la presión.

ADVERTENCIAS:

- La medición de la presión arterial debe hacerse mientras el paciente descansa en silencio. Si el paciente hace ejercicio, tiene cambios de humor, fuma, etc., descanse durante 30 minutos antes de hacer la lectura.
- Para garantizar que la medición de la presión arterial, sea comparable, es necesario establecer el tiempo, en el mismo sitio, la misma posición, y la persona a medir.
- Los pacientes hemipléjicos deben medir sus extremidades sanas.

PRESENTACIÓN:

Color:

 AZUL

 ROSADO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Rango: 0-300 mmHg.

Exactitud de la medición: 5 mmHg aprox.

COMPONENTES:

- **ESFIGMOMANÓMETRO:**
 - Manómetro Fundición de (aluminio)
 - Brazalete (Nylon) con ajuste en velcro
 - Pera (Látex)
 - Válvula (Métalica)
- **ESTETOSCOPIO**
 - Tubular en Y
 - Doble Manguera RAPPAPORT (látex)
 - Campana (Acero inoxidable)
 - Diafragama
- **KIT DE REPUESTOS**

REGISTRO SANITARIO:

Registro INVIMA 2021DM-0022800

SevenPharma S.R.L.
IMPORTACIONES

  [begut_sevenpharma](https://www.instagram.com/begut_sevenpharma)

Somos calidad en dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico para diversas líneas de producto