

# Nombre Comercial Gasas Estéril 3"X3"



[www.begut.co](http://www.begut.co)

## VENTAJA COMPETITIVA:

- En sobres individuales
- No tóxica, no irritante, hipoalergénica

## INDICACIONES DE USO:

- Para cubrir y curar heridas, limpiar y absorber líquidos e impedir la contaminación de la herida
- De uso médico y hospitalario

## PRECAUCIONES:

- Para usar una vez

## MÉTODO DE DESECHO:

- Desechar como material orgánico

## CONTRAINDICACIONES:

- Si el empaque de la gasa estéril está roto o deteriorado no utilizar.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Conservar en lugar fresco y seco, a temperaturas no mayor a 35°C y 85% de humedad relativa

## PRESENTACIÓN:

- 3"X 3" / Caja 24 Und / 2 Und por sobre
- 3"X 3" / Caja 250 Und / 5 Und por sobre



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

100% Hilos de algodón  
Alta capacidad de absorción  
Dimensiones: (50 – 200) mm y (8 – 12)mm  
Gasa estéril: esterilizada con óxido de etileno  
Manufacturado bajo ISO 9001, ISO 13485 y FDA.  
Vida útil: 5 años.

REGISTRO SANITARIO:  
INVIMA 2013DM-0009743

RIESGO: IIA

**SevenPharma** S.A.S.  
IMPORTACIONES

  [begut\\_sevenpharma](https://www.instagram.com/begut_sevenpharma)

Somos calidad en dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico para diversas líneas de producto